

Столы титровальные МОД, СТ.СТ, СТ.СТК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bff@nt-rt.ru || сайт: <https://laboratoroff.nt-rt.ru/>

Столы титровальные

Титрование – это сложный процесс количественного измерения вещества, который часто используется в лабораториях при проведении сложных научных исследований.

Важно создать комфортные условия для персонала, который занимается титриметрическими исследованиями. Столы для титрования от компании Laboratoroff – это функциональные изделия с удобной надстройкой, которая позволяет комфортно проводить титрование.

Изделия устанавливаются на две металлические опоры с использованием поперечных балок из металлопрофиля. Удобная столешница устанавливается сверху, имеется возможность выбора материалов рабочего покрытия.

В зависимости от комплектации, имеется возможность выбора покрытия рабочей поверхности в зависимости от целей и условий лаборатории. Мы используем хорошо показавшие себя в условиях научной деятельности материалы – ЛДСП, керамическое покрытие, прочный пластик Sloplast.

Сборка стола осуществляется при помощи надежных креплений и болтов, что обеспечивает общую надежность конструкции и простоту монтажа.

Приобретая нашу лабораторную мебель, вы можете быть уверены в высочайшем качестве изделий и их практичности на протяжении всего периода эксплуатации.

СТОЛ ТИТРОВАЛЬНЫЙ МОД.1серия Эконом

Материалы рабочей поверхности

- меламин
- керамогранит
- слопласт 0,9 мм
- слопласт 16 мм

Размеры (мм)

Ширина	Высота	Глубина
1200	600	900
1500	600	900



СТОЛ ТИТРОВАЛЬНЫЙ МОД.2серия Эконом

Материалы рабочей поверхности

- меламин
- керамогранит
- слопласт 0,9 мм
- слопласт 16 мм

Размеры (мм)

Ширина	Высота	Глубина
1200	600	900
1500	600	900



Стол для титрования лабораторный

СТ.СТ.120.60.175



Описание

Изделие состоит из лабораторного стола на каркасе из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Стол оснащен регулируемыми пластиковыми опорами серого цвета для компенсации неровности пола и титровальной надстройкой. Корпус выполнен из влагостойкой ЛДСП 16 мм серого цвета, планка под

столешницей – ЛДСП 16 мм синего цвета, торцы – кромка ПВХ 2 мм синего цвета. Стол комплектуется титровальной надстройкой из серии “Прагматик”. Поставка осуществляется в сборе: отдельно стол, отдельно надстройка.

Габариты

- Длина: 1200 мм
- Ширина: 600 мм
- Высота: 1750 мм

Описание серии

Лабораторная мебель серии СТ – практичный и экономичный вариант для оснащения лабораторий. Недорогая мебель, наиболее часто применяемая в лабораториях предприятий по производству продуктов питания, зерновых лабораториях, комбикормовых производствах и птицефабриках, мясокомбинатах и молочных заводах.

В качестве декоративных элементов фасады мебели дополнены планкой, а также кромкой ПВХ для защиты торцов изделия. Выбор цвета планки зависит от предпочтения заказчика. В качестве рабочих поверхностей используются: ламинат, керамогранит, HPL пластик, нержавеющая сталь и металлокерамика.

Дополнительная комплектация:

- лапки для крепления бюреток
- возможность установки дополнительных электророзеток и светильников
- тумба подкатная
- замок мебельный

Данные для транспортировки

- Количество мест для транспортировки: 2
- Вес: 50 кг; 15 кг
- Габариты: 1350x750x1050 мм; 1350x400x1000 мм
- Объем: 1,06 м³ ; 0,54 м³

Характеристики

Название	Размеры мм	Материал покрытия
СТ.СТ.120.60.175.Л16	1200х600х1750	ЛДСП 16 мм
СТ.СТ.120.60.175.К12		Керамогранит 1200х600
СТ.СТ.120.60.175.ПО,9		HPL пластик 0,9 мм
СТ.СТ.120.60.175.П16		HPL пластик 16 мм
СТ.СТ.120.60.175.Н		Нержавейка
СТ.СТ.120.60.175.МК		Металлокерамика

Стол для титрования лабораторный с дверцами и выдвижными ящиками СТ.СТК.120.60.175



Описание

Изделие состоит из стола сервисного с ящиками и дверцами и титровальной надстройкой. В основании стола расположена одна опорная тумба на сварном каркасе, выполненном из профильной трубы 25x25x1,5, окрашенной порошковой краской серого цвета. Стол для титрования оснащен регулируемыми пластиковыми опорами серого цвета для компенсации неровности пола. Корпус изготовлен из влагостойкой ЛДСП серого цвета, планка под столешницей – ЛДСП синего цвета, торцы столешницы и фасадов – в кромке ПВХ 2 мм синего цвета.

В столах длиной 1200 мм расположено два отделения. Петли на дверцах оснащены доводчиками, ручки – скоба металлическая 96 мм. Стол комплектуется титровальной надстройкой из серии “Прагматик”. Поставка осуществляется в сборе: отдельно стол, отдельно надстройка. Стандартный цвет изделия – белый, серый.

Габариты

- Длина: 1200 мм
- Ширина: 600 мм
- Высота: 1750 мм

Описание серии

Лабораторная мебель серии СТ – практичный и экономичный вариант для оснащения лабораторий. Недорогая мебель, наиболее часто применяемая в лабораториях предприятий по производству продуктов питания, зерновых лабораториях, комбикормовых производствах и птицефабриках, мясокомбинатах и молочных заводах.

В качестве декоративных элементов фасады мебели дополнены планкой, а также кромкой ПВХ для защиты торцов изделия. Выбор цвета планки зависит от предпочтения заказчика. В качестве рабочих поверхностей используются: ламинат, керамогранит, HPL пластик, нержавеющая сталь и металлокерамика.

Дополнительная комплектация:

- лапки для крепления бюреток
- дополнительные штативы
- возможность установки дополнительных электророзеток и светильников

Данные для транспортировки

- Количество мест: 2
- Габариты: 1350x750x1050 мм; 1350x400x1000 мм
- Вес: 90 кг; 15 кг
- Объем: 1,06 м³; 0,54 м³

Характеристики

Название	Размеры мм	Материал покрытия
СТ.СТК.120.60.175.Л16	1200x600x1750	ЛДСП 16 мм
СТ.СТК.120.60.175.К12		Керамогранит 1200x600
СТ.СТК.120.60.175.ПО,9		HPL пластик 0,9 мм
СТ.СТК.120.60.175.П16		HPL пластик 16 мм
СТ.СТК.120.60.175.Н		Нержавейка
СТ.СТК.120.60.175.МК		Металлокерамика



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bff@nt-rt.ru || сайт: <https://laboratoroff.nt-rt.ru/>