

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bff@nt-rt.ru | <http://laboratoroff.nt-rt.ru>

Надстройки для титрования

Титрование – необходимый в условиях сложной научной деятельности процесс, который позволяет определять массовую долю элементов в химических образованиях. Организация этого вида деятельности происходит путем создания лабораторных комплексов для персонала, где используются функциональные надстройки для титрования.

Надстройка представляет собой научный комплекс для монтажа на любое рабочее место. Изготавливается из меламина, имеет матовый экран из акрилового стекла. В зависимости от комплектации, имеется возможность установки дополнительного освещения из люминесцентных ламп.

Для использования дополнительных электроприборов предусмотрена установка нескольких розеток с защитой от влаги, оборудованных специальным выключателем. Крепления лапок для бюреток осуществляются при помощи штативов.

Надстройки для титрования, изготовленные компанией Laboratoroff – это функциональные изделия, изготовленные из прочных и надежных материалов. Приобретая у нас лабораторную мебель, вы можете быть уверены в практичности и правильном функционировании изделий на протяжении всего периода эксплуатации.

НАДСТРОЙКА ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ МОД.1серия Эконом

Материалы рабочей поверхности

- меламин

Размеры (мм)

Ширина	Высота	Глубина
1200	200	750
1500	200	750

